

Samoodběrový manuál




Odběr vzorku stolice

Postup samoodběru

- 1) Pro správný odběr dodržujte přiložený manuál.
- 2) Vybalte odběrovou sadu. Přečtěte si důkladně návod odběru a využijte pečlivě všechny odběrové pomůcky obsažené v balení. Voda z toalety, moč, toaletní papír, či hygienické potřeby mohou znehodnotit vzorek.
- 3) Připravte si pomůcku na záchyt stolice. Pomůcku chytte na za dva označené rohy papíru a opatrně ji rozlepte. Síťku umístěte na zadní část záchodového prkýnka tak, aby Vám zbyl prostor pro močení a Vy si tak nekontaminovali vzorek.
- 4) Připravte si pomůcku na záchyt stolice. Pomůcku chytte na za dva označené rohy papíru a opatrně ji rozlepte. Síťku umístěte na zadní část záchodového prkýnka tak, aby Vám zbyl prostor pro močení a Vy si tak nekontaminovali vzorek.
- 5) Vyprázdněte se do připravené pomůcky. Po hygieně se snažte nedotknout papírové pomůcky použitým toaletním papírem.
- 6) Nasaďte si rukavice, otevřete si odběrovou zkumavku a lopatičkou proveďte stěr.
- 7) Po odběru vzorku vložte lopatičku do odběrové zkumavky s roztokem. Lopatičku se vzorkem pevně uzavřete ve zkumavce a celý její obsah důkladně promíchejte opakovaným protřepáním
- 8) Pokud je zkumavka špinavá, ujistěte se, že máte správně uzavřené víčko a zkumavku utřete suchým toaletním papírem.
- 9) Nyní můžete odtrhnout okraje zachytávací pomůcky a zbytek stolice i se zachytávacím papírem spláchnout.
- 10) Můžete si sundat rukavice a vyhodit je do odpadkového koše společně se zbylým použitým materiálem.
- 11) Na zkumavku nalepte štítek označující Váš vzorek, napište na ni **čas a datum odběru** a vložte ji do uzavíratelného pytlíku. Díky stabilizačnímu roztoku můžete vzorek ponechat v lednici, avšak ho doporučujeme zaslat do laboratoře - **nejlépe v ten samý den!**
- 12) Takto označený a zabalený vzorek vložte do obálky pro zpětné poslání. Nalepte štítky odesílatele a příjemce takto zabalený vzorek nám pošlete pomocí sjednané dopravy.


Co budete k odběru potřebovat?



Návod



Rukavice




Odběrová
zkumavka



Odběrová
špětička








Štítek



Obálka pro
zpětné zaslání

Obrázkový návod



1. doručovací obálka **2.** zpáteční obálka, **3.** návod, **4.** papírová pomůcka pro záchyt stolice, **5.** rukavice, **6.** odběrová zkumavka s lopatičkou v sáčku s odběrovými štítky

O nás ...

Laboratoř ForLab s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 2021 týmem profesionálů v oblasti molekulární biologie a mikrobiologie. Je nesmluvním zdravotnickým zařízením působícím v ČR. Naším klientům nabízíme širokou paletu vyšetření za přímou férovou úhradou.

Jádrem naší práce je poskytování laboratorních služeb s ohledem na kvalitu a ochranu zdraví našich zákazníků a rychlou diagnostiku.

- Laboratoř je vybavena špičkovými moderními přístroji
- Každý patientský vzorek posuzujeme individuálně, korektně a odpovědně
- Výsledky poskytujeme včetně jejich srozumitelné interpretace
- Vzorky jsou zpracovávány rychle a výsledky jsou vydávány ve velmi krátkém čase
- Moderní odběrové místo je velmi dobře dostupné, pohodlně zaparkujete téměř u dveří
- Budete se u nás cítit bezpečně, odběry jsou prováděny kvalifikovaně, pečlivě, s citem a diskrétně
- U vybraných testů lze odběr provést v soukromí doma a vzorek nám pouze zaslat
- V laboratoři se striktně řídíme zavedeným systémem managementu kvality, v rámci kterého jsme schopni permanentně zlepšovat laboratorní procesy


Náš tým ...

v oboru mikrobiologie aZakládáme si na vysoké odbornosti personálu provádějícího laboratorní diagnostiku. V laboratoři jsou zastoupeny všechny potřebné odbornosti, jak nám ukládá Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. V laboratoři pracuje lékař se specializací druhého stupně v oboru lékařská mikrobiologie, analytik se specializací


molekulární biologie a genetika, další odborní pracovníci ve zdravotnictví a specializované laborantky a vyškolený zdravotnický personál obsluhující odběrové místo. Naši pracovníci si kontinuálně svoji kvalifikaci zvyšují.

Naše vize ...

- Chtěli bychom přiblížit potenciál laboratorních služeb blíže k široké veřejnosti při zachování vysokých standardů vyšetření
- Naším cílem je využít možností nejmodernějších metod molekulární diagnostiky ve prospěch našich klientů
- Změnit obecně zažitý proces, že o zdraví se lidé starají až jakmile se objeví potíže
- Jdeme směrem personalizované a srozumitelné komplexní medicíny
- Dostupnou a rychlou diagnostikou můžeme přispět k prevenci šíření infekčních onemocnění



Odběrová místnost, příjemný a citlivý personál, možnost objednání na konkrétní čas.



Moderní plně vybavená laboratoř s kvalifikovaným personálem.



Pohodlné parkování bez placení ve dvoře nebo hned naproti u Penny marketu ve Slatině v Brně.



www.forlab.cz